



## Trainingstabelle • 1.-6. Woche • Gerät SWT/RWT

Nach jedem Hören die Hör-/Übungsdauer in das jeweilige Kästchen eintragen.

	Datum	morgens	mittags	abends	Musik (von CD)				Sprache (über Mikrofon)			
					Einstellungen RWT home		Einstellungen SWT home		Einstellungen RWT home		Einstellungen SWT home	
					Laufzeit	Wirkung	Eckfrequ.	Wirkung	Laufzeit	Wirkung	Eckfrequ.	Wirkung
1. Woche					16	60	2000	60	-	-	-	-
					16	80	2000	80	-	-	-	-
					16	80	2000	80	-	-	-	-
					16	90	2000	90	-	-	-	-
					16	90	2000	90	-	-	-	-
					16	100	2000	100	-	-	-	-
					16	100	2000	100	-	-	-	-
2. Woche					10	60	3000	60	-	-	-	-
					10	80	3000	80	-	-	-	-
					10	80	3000	80	-	-	-	-
					10	90	3000	90	-	-	-	-
					10	90	3000	90	-	-	-	-
					10	100	3000	100	-	-	-	-
					10	100	3000	100	-	-	-	-
3. Woche					8	60	4000	60	-	-	-	-
					8	80	4000	80	-	-	-	-
					8	80	4000	80	-	-	-	-
					8	90	4000	90	-	-	-	-
					8	90	4000	90	-	-	-	-
					8	100	4000	100	-	-	-	-
					8	100	4000	100	-	-	-	-
4. Woche					6	60	5000	60	-	-	-	-
					6	80	5000	80	-	-	-	-
					6	80	5000	80	-	-	-	-
					6	90	5000	90	-	-	-	-
					6	90	5000	90	-	-	-	-
					6	100	5000	100	-	-	-	-
					6	100	5000	100	-	-	-	-
5. Woche					4	60	6000	60	-	-	-	-
					4	80	6000	80	-	-	-	-
					4	80	6000	80	-	-	-	-
					4	90	6000	90	-	-	-	-
					4	90	6000	90	-	-	-	-
					4	100	6000	100	-	-	-	-
					4	100	6000	100	-	-	-	-
6. Woche					4...2	60	6000	60	-	-	-	-
					4...2	80	6000	80	-	-	-	-
					4...2	80	6000	80	-	-	-	-
					4...2	90	6000	90	-	-	-	-
					4...2	90	6000	90	-	-	-	-
					4...2	100	6000	100	-	-	-	-
					4...2	100	6000	100	-	-	-	-

**Phase A: Jede Woche eine neue Musik-CD • Lieblings-CDs auch wiederholen. Phase B: erst ab 7. Woche**

**Allgemein gilt: bei zu starker Anregung kann gemäß vorheriger Woche/Tag eingestellt werden.**

# Vorschulkinder



## Trainingstabelle • 7.-12. Woche • Gerät SWT/RWT

1x Sprache und 1-2x Musik täglich. Nach jedem Hören die Hör-/Übungsdauer in das jeweilige Kästchen eintragen.

	Datum	morgens	mittags	abends	Musik				Sprache			
					Einstellungen RWT home		Einstellungen SWT home		Einstellungen RWT home		Einstellungen SWT home	
					Laufzeit	Wirkung	Eckfrequ.	Wirkung	Laufzeit	Wirkung	Eckfrequ.	Wirkung
7. Woche					4...2	100	6000	100	8	100	2000	60-100*
					4...2	100	6000	100	8	100	2000	60-100*
					4...2	100	6000	100	8	100	2000	60-100*
					4...2	100	6000	100	8	100	2000	60-100*
					4...2	100	6000	100	8	100	2000	60-100*
					4...2	100	6000	100	8	100	2000	60-100*
					4...2	100	6000	100	8	100	2000	60-100*
8. Woche					4...2	100	6000	100	8	100	3000	60-100*
					4...2	100	6000	100	8	100	3000	60-100*
					4...2	100	6000	100	8	100	3000	60-100*
					4...2	100	6000	100	8	100	3000	60-100*
					4...2	100	6000	100	8	100	3000	60-100*
					4...2	100	6000	100	8	100	3000	60-100*
					4...2	100	6000	100	8	100	3000	60-100*
9. Woche					4...2	100	6000	100	6	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	6	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	6	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	6	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	6	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	6	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	6	100	4000	60-100*
10. Woche					4...2	100	6000	100	5	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	5	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	5	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	5	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	5	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	5	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	5	100	4000	60-100*
11. Woche					4...2	100	6000	100	4	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4	100	4000	60-100*
12. Woche					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*

**Phase A: Jede Woche eine neue Musik-CD • Lieblings-CDs auch wiederholen.** \* beim Geschichten Hören 80-100%, beim Sprechen ins Mikrofon 60-80%

**Allgemein gilt: bei zu starker Anregung kann gemäß vorheriger Woche/Tag eingestellt werden.**

# Schulkinder & Erwachsene

## Trainingstabelle • 1.-6. Woche • Gerät SWT/RWT



Nach jedem Hören die Hör-/Übungsdauer in das jeweilige Kästchen eintragen.

	Datum	morgens	mittags	abends	Musik				Sprache			
					Einstellungen RWT home		Einstellungen SWT home		Einstellungen RWT home		Einstellungen SWT home	
					Laufzeit	Wirkung	Eckfrequ.	Wirkung	Laufzeit	Wirkung	Eckfrequ.	Wirkung
1. Woche					8	80	4000	80	-	-	-	-
					8	80	4000	80	-	-	-	-
					8	90	4000	90	-	-	-	-
					8	90	4000	90	-	-	-	-
					8	100	4000	100	-	-	-	-
					8	100	4000	100	-	-	-	-
2. Woche					6	80	5000	80	-	-	-	-
					6	80	5000	80	-	-	-	-
					6	90	5000	90	-	-	-	-
					6	90	5000	90	-	-	-	-
					6	100	5000	100	-	-	-	-
					6	100	5000	100	-	-	-	-
3. Woche					4...2	80	6000	80	-	-	-	-
					4...2	80	6000	80	-	-	-	-
					4...2	90	6000	90	-	-	-	-
					4...2	90	6000	90	-	-	-	-
					4...2	100	6000	100	-	-	-	-
					4...2	100	6000	100	-	-	-	-
4. Woche					4...2	100	6000	100	8	100	2000	60-100*
					4...2	100	6000	100	8	100	2000	60-100*
					4...2	100	6000	100	8	100	2000	60-100*
					4...2	100	6000	100	8	100	2000	60-100*
					4...2	100	6000	100	8	100	2000	60-100*
					4...2	100	6000	100	8	100	2000	60-100*
5. Woche					4...2	100	6000	100	8	100	3000	60-100*
					4...2	100	6000	100	8	100	3000	60-100*
					4...2	100	6000	100	8	100	3000	60-100*
					4...2	100	6000	100	8	100	3000	60-100*
					4...2	100	6000	100	8	100	3000	60-100*
					4...2	100	6000	100	8	100	3000	60-100*
6. Woche					4...2	100	6000	100	6	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	6	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	6	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	6	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	6	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	6	100	4000	60-100*

**Phase A: Jede Woche eine neue Musik-CD • Lieblings-CDs auch wiederholen.**

\* beim Geschichten Hören 80-100%,  
beim Sprechen ins Mikrofon 60-80%

**Allgemein gilt: bei zu starker Anregung kann gemäß vorheriger Woche/Tag eingestellt werden.**

# Schulkinder & Erwachsene

## Trainingstabelle • 7.-12. Woche • Gerät SWT/RWT



1x Sprache und 1-2x Musik täglich. Nach jedem Hören die Hör-/Übungsdauer in das jeweilige Kästchen eintragen.

	Datum	morgens	mittags	abends	Musik				Sprache			
					Einstellungen RWT home		Einstellungen SWT home		Einstellungen RWT home		Einstellungen SWT home	
					Laufzeit	Wirkung	Eckfrequ.	Wirkung	Laufzeit	Wirkung	Eckfrequ.	Wirkung
7. Woche					4...2	100	6000	100	5	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	5	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	5	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	5	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	5	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	5	100	4000	60-100*
8. Woche					4...2	100	6000	100	4	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4	100	4000	60-100*
9. Woche					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
10. Woche					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
11. Woche					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
12. Woche					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*
					4...2	100	6000	100	4...2	100	4000	60-100*

**Phase A: Jede Woche eine neue Musik-CD • Lieblings-CDs auch wiederholen.**

\* beim Geschichten Hören 80-100%,  
beim Sprechen ins Mikrofon 60-80%

**Allgemein gilt: bei zu starker Anregung kann gemäß vorheriger Woche/Tag eingestellt werden.**

# Für:



## Trainingstabelle • von \_\_\_ Woche bis \_\_\_ Woche • SWT/RWT

Nach jedem Hören die Hör-/Übungsdauer in das jeweilige Kästchen eintragen.

	Datum	morgens	mittags	abends	Musik				Sprache											
					Einstellungen RWT home		Einstellungen SWT home		Einstellungen RWT home		Einstellungen SWT home									
					Laufzeit	Wirkung	Eckfrequ.	Wirkung	Laufzeit	Wirkung	Eckfrequ.	Wirkung								
___ Woche																				
___ Woche																				
___ Woche																				
___ Woche																				
___ Woche																				
___ Woche																				

**Phase A: Jede Woche eine neue Musik-CD • Lieblings-CDs auch wiederholen. Phase B**  
**Allgemein gilt: bei zu starker Anregung kann gemäß vorheriger Woche/Tag eingestellt werden.**

Trainingstabelle • von \_\_\_ Woche bis \_\_\_ Woche • SWT/RWT

<b>Kostenfreies Informationsmaterial von AUDIVA</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Informationsinhalte</b>	<b>Zielgruppe</b>
Grundlagen Hörwahrnehmungstraining* (diese Broschüre)	Grundlagen, Vorstellung der Diagnostik, Indikationen und Trainingsmethoden zur Steigerung der auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung • • <a href="http://www.audiva.de/Therapiegrundlagen/grundlagen.pdf">http://www.audiva.de/Therapiegrundlagen/grundlagen.pdf</a> • •	Therap., Ärzte und Kassen
Katalog Hörwahrnehmungstraining*	Alle Produkte: Literatur, Diagnosematerial und Trainingsgeräte mit Zubehör und zahlreiches Übungsmaterial. • • <a href="http://www.audiva.de/Katalog/Katalog.pdf">http://www.audiva.de/Katalog/Katalog.pdf</a> • •	Therap. und Ärzte
Hörwahrnehmungstraining zu Hause*	Produkte für zu Hause: Trainingsgeräte mit Zubehör und zahlreiches Übungsmaterial. Verleihbestellschein inliegend.	Eltern und Betroffene
Seminare*	Terminübersicht der aktuellen Seminare und Veranstaltungen. Vorstellung der Seminar CD-Rom zum Selbststudium. • • <a href="http://www.audiva.de/Seminare/Seminarliste_1.html">http://www.audiva.de/Seminare/Seminarliste_1.html</a> • •	Therap. und Ärzte
Verleih*	Verleihbestellschein für das Training zu Hause befindet sich in der Broschüre „Hörwahrnehmungstraining zu Hause“ • • <a href="http://www.audiva.de/Bestellformulare/Verleihbestellung.pdf">http://www.audiva.de/Bestellformulare/Verleihbestellung.pdf</a> • •	Eltern und Betroffene
Literaturliste	Übersicht der beteiligten Fachliteratur • • <a href="http://www.audiva.de/Literatur/Literatur_AUDIVA.PDF">http://www.audiva.de/Literatur/Literatur_AUDIVA.PDF</a> • •	Therap. und Ärzte
Ordnungsschwelle bei Kindern	Zusammenfassung der Forschungsergebnisse zur Ordnungsschwelle	Therap. und Ärzte
Adressliste (PLZ-Bereich angeben)	Adressen von Therapeuten und Ärzten, die mit unserem System arbeiten	Eltern und Betroffene
Medizinprodukte	Sicherheitsaspekte für die technischen AUDIVA Produkte	alle Anwender
Kooperation	Kooperation = intensivierter Informationsfluss zw. AUDIVA - Therapeut/Arzt	Therapeuten und Ärzte
Zusätzlich: Trainingsempfehlungen bei Schwerhörigkeit und nach Hörsturz • Training bei Erwachsenen mit Aphasie und Tinnitus		
* gehört zum Standard-Informationspaket für Therapeuten und Ärzte, andere Informationsinhalte bitte gesondert anfordern. • • Geben Sie diesen Textbereich in die Adresszeile ihres Browsers ein, um die Information aus dem Internet zu laden (Groß-/Kleinschreibung beachten). • • Sie können auch einfach nur „www.audiva.de“ eingeben und über die Menüliste gehen.		

# AUDIVA

Hören und Bewegen

**AUDIVA GmbH**

**Behlenstr. 3 • D-79400 Kandern-Holzen**

**Tel.: 07626 - 9779 - 0 • Fax: 07626 - 9779 - 11**

**Email: [info@audiva.de](mailto:info@audiva.de) • Internet: [www.audiva.de](http://www.audiva.de)**

**Geschäftsführer: Uwe Minning • HRB Lörrach 3222**

**unsere Vertriebspartner im Ausland:**

**Österreich**

BEIKA - INSTITUT • Karl Beinstein KG

Perchtoldsdorfer Straße 15 • 1230 Wien

Tel.: 01889 80 30 -0 • Fax: 01889 80 30 -33

**Schweiz**

Hügel Co. • Herr Hügel

Rheinstrasse 28 a • 4133 Pratteln

Tel.: 061 - 8232505 • Fax: 061 - 8232506

*Englischsprachige Informationen im Internet unter: [www.audiva.org](http://www.audiva.org)*

Überreicht durch: